

FABRICANTE:**PSI/EYE-KO, Inc. Db a Anodyne Surgical**

804 Corporate Centre Drive

Dr. O'Fallon, MO 63368

ESTADOS UNIDOS



Advertencia: se recomienda a los cirujanos que lean atentamente los consejos, contraindicaciones y avisos contenidos en el presente instructivo de uso.

INDICACIÓN DE USO

Instrumentos utilizados en procedimientos quirúrgicos oftálmicos tales como: irrigación y aspiración, dilatación del iris, dilatación del canal lagrimal, disección de tejidos escleróticos, extracción, corte y agarre de tejidos, manejo de fluidos y gases, visualización del fondo de ojo y estructuras retinales.

CONTRAINDICACIONES:

El instrumental quirúrgico para microcirugía no debe utilizarse para otro propósito que no sea el destinado específicamente.

ADVERTENCIAS:

El uso de instrumental quirúrgico para microcirugía de alta precisión en intervenciones del ojo humano, requiere de destreza y técnica quirúrgica pre-concebida, adquirida a través de la práctica profesional.

El material se entrega estéril, en un envase hermético. Cualquier daño o señal de apertura del envoltorio, debe ser motivo suficiente para declinar su empleo. No debe re-esterilizarse ni re-utilizarse.

INSPECCIÓN ANTES DEL USO:

Todos los instrumentos son inspeccionados minuciosamente antes de ser enviados. Los instrumentos deben ser inspeccionados antes de su uso pues puede producirse algún daño durante su transporte.

MANEJO Y EMPLEO:

El instrumental quirúrgico para microcirugía, debe ser manipulado por personal enteramente familiarizado con su uso. El instrumento debe manipularse con cuidado, siguiendo el protocolo de empleo propio de área estéril. No abrir hasta el momento previo a su uso.

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR, LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES QUE ACOMPAÑAN AL INSTRUMENTO. SOLO PARA USO QUIRÚRGICO. USO PROFESIONAL MÉDICO - ESTÉRIL - ESTERILIZADO POR RADIACIÓN GAMA - PRODUCTO DE UN SOLO USO.

CATALOGO DE PRODUCTOS DISPONIBLES EN www.implantecinsumos.com

Importador:

IMPLANTEC S.A.

Perdriel 1624 • (C1279AHN) • CABA • ARGENTINA

Tel: (+54 11) 43 02 71 11 • info@implantecinsumos.comwww.implantecinsumos.com

Director Técnico: Pablo Iribarren, Farmacéutico - MN 11059 - Autorizado por la ANMAT PM 1623-19. VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES e INSTITUCIONES SANITARIAS

UA

06 - 2017

Ref. ANOD

1623-19-2-ANOD