

FABRICANTE:

Entod Research Cell UK Ltd.
15 Tottenham Lane, Hornsey
London N8 9DJ, Reino Unido



Advertencia: se recomienda a los cirujanos que lean atentamente los consejos, contraindicaciones y avisos contenidos en el presente instructivo de uso.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Esponjas desechables de celulosa fibrada deshidratada, estéril, con graduación, de 5mm de ancho y 41 mm de largo, envasadas en dosis individuales (monodosis), esterilizada por óxido de etileno.

INDICACIONES DE USO

Medición de la cantidad de secreción lagrimal de los ojos, en el ámbito de la consulta ambulatoria.

PRESENTACIÓN

Pouch conteniendo una tira - cajas conteniendo 100 pouch.

PRECAUCIONES

No utilice el dispositivo si la caja fue abierta o dañada.

ADVERTENCIAS

Entod Research Cell (UK) Ltd. no se responsabiliza si el dispositivo es reutilizado. Su reutilización puede ocasionar serios daños al paciente, por presencia de residuos orgánicos y/o microbiológicos.

No re-esteriliza. La esterilización de las tiras solo se asegura si el pouch se encuentra intacto. No re-esterilice el dispositivo bajo ningún método. Entod Reserach Cell (UK) Ltd. no asume ninguna responsabilidad si las tiras fueron re-esterilizadas. No reutilice el dispositivo. Lea las instrucciones antes de utilizarlo.

- No lo utilice en ojos con lentes de contacto blandas.
- La tira y el pouch, una vez empleados, deben ser desechados conforme las normas vigentes a tal efecto.
- No lo utilizar una vez cumplida la fecha de vencimiento indicada en el envase.
- Solo para uso externo.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Manténgalo lejos del sol.

PRECAUCIONES

Conservar a temperatura inferior a 55°C. Cuando tome la tira, hágalo cuidadosamente para evitar daños al manipularlo.

Deberá manipularse la tira con sumo cuidado, desde el extremo apto para tal fin, evitando tocar la escala antes de introducirla en el ojo.

MODO DE USO

Dos horas antes de realizar el ensayo, deberá suspenderse el uso de cualquier medicación ocular. Atenúe las luces del consultorio. Posicione al paciente en decúbito supino en plano de 90 grados, con la cabeza cómodamente apoyada en el respaldo. Coloque el extremo redondeado de la tira en el margen temporal del párpado, haciendo que el paciente mire hacia arriba. Asegúrese que la tira ha entrado correctamente. Espere 5 minutos y luego remueva la tira, anotando la longitud del área humedecida.

Grupos de pacientes adecuados para el uso de las tiras I-DEW TEARSTRIPS

Niños de 5 años en adelante, adultos y ancianos con Síndrome de Ojo Seco, quemaduras, irritación, dolor, sequedad o Síndrome de Sjögren.

ADVERTENCIAS

El paciente no deberá colocarse lentes de contacto, hasta pasadas 2 horas de la aplicación del producto.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE: www.implantecinumos.com

Importador:

IMPLANTEC S.A.

Perdriel 1624 • (C1279AHN) • CABA • ARGENTINA
Tel: (+54 11) 43 02 71 11 • info@implantecinumos.com
www.implantecinumos.com

Director Técnico: Pablo Iribarren, Farmacéutico - MN 11059 - Autorizado por la ANMAT PM 1623-75. VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES e INSTITUCIONES SANITARIAS

UA	12 - 2017	Ref. I-DEW	1623-75-1-ERC
----	-----------	------------	---------------