

FABRICANTE:

Entod Research Cell UK Ltd.
15 Tottenham Lane, Hornsey
London N8 9DJ, Reino Unido



Advertencia: se recomienda a los cirujanos que lean atentamente los consejos, contraindicaciones y avisos contenidos en el presente instructivo de uso.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Tiras desechables de celulosa deshidratada impregnadas uniformemente con 1mg de fluoresceína sódica (I-DEW-FLO) ó 1,5mg de verde de Lissamina (I-DEW GREEN), envasadas en dosis individuales (monodosis), esterilizada por óxido de etileno.

INDICACIONES DE USO

Tinción para el diagnóstico y evaluación óptica de la superficie ocular, en el ámbito de la consulta ambulatoria.

PRESENTACIÓN

Pouch conteniendo una tira - cajas conteniendo 100 pouch.

PRECAUCIONES

No utilice el dispositivo si la caja fue abierta o dañada.

ADVERTENCIAS

Entod Research Cell (UK) Ltd. no se responsabiliza si el dispositivo es reutilizado. Su reutilización puede ocasionar serios daños al paciente, tales como:

- La ausencia del colorante o de la concentración necesaria para realizar el diagnóstico
- La presencia de residuos orgánicos y/o microbiológicos.

No re-esteriliza. La esterilización de las tiras solo se asegura si el pouch se encuentra intacto. No re-esterilice el dispositivo bajo ningún método. Entod Reserach Cell (UK) Ltd. no asume ninguna responsabilidad si las tiras fueron re-esterilizadas. No reutilice el dispositivo. Lea las instrucciones antes de utilizarlo.

- No lo utilice en ojos con lentes de contacto blandas.
- La tira y el pouch, una vez empleados, deben ser desechados conforme las normas vigentes a tal efecto.
- No lo utilizar una vez cumplida la fecha de vencimiento indicada en el envase.
- Solo para uso externo.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Manténgalo lejos del sol.

PRECAUCIONES

Conservar a temperatura inferior a 55°C Cuando tome la tira, hágalo cuidadosamente para evitar daños al manipularlo.

El facultativo deberá indagar al paciente acerca del uso de lentes de contacto, si posee alguna alergia relacionada con alimentos, colorantes o conservantes, si se encuentra embarazada o preñe embarazarse próximamente o si se encuentra en período de lactancia.

MODO DE USO

Humedecer la punta de la tira con solución fisiológica estéril. Insertar el extremo humedecido de la tira en el saco conjuntival inferior, mientras el paciente mira hacia arriba. Sostener la tira hasta que el colorante adecuado migre al ojo del paciente. Para un resultado óptimo, el paciente debe parpadear varias veces después de la aplicación. La sustancia colorante permanecerá en la superficie del ojo, junto con la película lagrimal, permitiendo una examinación minuciosa con el empleo de una lámpara de hendidura y la luz cobalto.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar sobre lentes de contacto de silicona.

ADVERTENCIAS

El paciente no deberá colocarse lentes de contacto, hasta pasadas 2 horas de la aplicación del producto.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE: www.implantecinumsumos.com

Importador:

IMPLANTEC S.A.

Perdriel 1624 • (C1279AHN) • CABA • ARGENTINA
Tel: (+54 11) 43 02 71 11 • info@implantecinumsumos.com
www.implantecinumsumos.com

Director Técnico: Pablo Iribarren, Farmacéutico - MN 11059 - Autorizado por la ANMAT PM 1623-48. VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES e INSTITUCIONES SANITARIAS

UA	12 - 2017	Ref. I-DEW	1623-48-1-ERC
----	-----------	------------	---------------