

INSTRUCCIONES DE USO

BISTURÍES CON MANGO COMPLETO, CUCHILLA NO PROTEGIDA, ESTÉRILES

Unique Edge®

Indicaciones: instrumento quirúrgico de precisión empleado para realizar incisiones o cortes, con aplicación especial en el área oftalmológica

Importante: el código y la descripción del tipo de hoja, se encuentra impresa en el envoltorio primario y secundario del producto.

Instrucciones de uso: los bisturíes UniqueEdge® están diseñados para cumplir una función específica, cual es la de cortar, disecar, punzar, retraer o separar tejido humano. Para ser utilizados por un cirujano o bajo su prescripción facultativa. Estos instrumentos solo deben ser utilizados para el propósito para el que fueron diseñados. El cirujano es el responsable de la técnica quirúrgica apropiada para la utilización de estos instrumentos.

Contraindicaciones: Los bisturíes UniqueEdge® no deben utilizarse para otro propósito que no sea el destinado específicamente.

Advertencias: El uso de un bisturí UniqueEdge® de alta precisión en intervenciones del ojo humano, requiere de destreza y técnica quirúrgica pre-concebida, adquirida a través de la práctica profesional. Emplear antes de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Precauciones: Producto estéril. No emplee el bisturí, si su envoltorio se halla dañado o presenta signos de deterioro o violación. No re-esterilizar. Para un solo uso. El incumplimiento de estas precauciones, pueden ocasionar fallas severas en su uso y la pérdida absoluta de la garantía del producto. Una vez usado debe ser descartado, conforme las leyes de eliminación de residuos patológicos y/o patogénicos. La utilización inadecuada de los instrumentos derivará en un daño que suele ser no reparable. Inspección antes del uso: Todos los instrumentos son inspeccionados minuciosamente antes de ser enviados. Los instrumentos deben ser inspeccionados antes de su uso pues puede producirse algún daño durante su transporte. Deberá inspeccionar el empaque perfecto antes de poner en uso un bisturí UniqueEdge®. Manejo y empleo: Los bisturíes UniqueEdge®, deben ser manipulados por personal enteramente familiarizado con su uso. El contenido interior del pouch está estéril, pero su envoltorio exterior no. Deberá tomarse las precauciones del caso para su inclusión en el campo quirúrgico. El instrumento debe manipularse con cuidado. ESTÉRIL - ESTERILIZADO EN SU ENVASE FINAL POR RADIACIÓN GAMMA.

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR, LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES QUE ACOMPAÑAN AL INSTRUMENTO. SOLO PARA USO QUIRÚRGICO. USO PROFESIONAL MÉDICO.

Presentación: Unitario o en caja conteniendo 6 blister con un bisturí cada blister.

Almacenamiento y conservación: Mantener al producto en su envase original, bien tapado, al abrigo de la luz y la humedad a < de 40°C.

Fecha de vencimiento y número de lote: Ver envase del producto.

FABRICANTE:

UNIQUE TECHNOLOGIES, Inc.

111 - Chestnut Street, Mohnton, PA 19540, EEUU.

Importador:

IMPLANTEC S.A.

Perdriel 1624 • (C1279AHN) • CABA • ARGENTINA

Tel: (+54 11) 43 02 71 11 • info@implantecinsumos.com

www.implantecinsumos.com

Director Técnico: Pablo Iribarren, Farmacéutico - MN 11059 - Autorizado por la ANMAT PM 1623-5. USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.

UA	01 - 2021	Ref.	BISUN-2
----	-----------	------	---------

