

Equipamiento BRILLIANT OPERATING MICROSCOPE

El microscopio quirúrgico de Appasamy Associates es un producto médico destinado a la observación diagnóstica y la intervención quirúrgica. Cuenta con un sistema óptico de alta resolución, cambio de amplificación optimizado en 5 pasos, monitorización silenciosa, entre otras funciones.

DESCRIPCIÓN

Objetivo:	Distancia focal f = 175 mm (opcional - 200 mm)
Magnificación:	Cambio de aumentos Manual 5-step, y = 0.4x; y = 0.6x; y = 1.0x; y = 1.6x; y = 2.5x.
Binocular:	Inclinado 45°
Oculares:	10.0x campo amplio (Opcional 12.5x)

SOPORTE DE PIE

Voltaje nominal:	220-240 V
Frecuencia nomina:	50-60 Hz
Máx. consumo de energía:	170VA
Norma eléctrica:	EN 60601-1, 2
Iluminación:	Por fibra óptica de iluminación halógena (12 V / 100 W)

