

IMEX®



THERMAEYE L.I.U.R. 1

 **IMPLANTEC**

+5411 43 02 71 11
ventas@implantec.com.ar

implantecinsumos.com

Láser de luz pulsada de alta intensidad

THERMAEYE L.I.U.R. 1

TRATAMIENTO NOVEDOSO PARA LA DISFUNCIÓN DE LA GLÁNDULA DE MEIBOMIO.

Láser de luz pulsada de alta intensidad que consigue disminuir la inflamación, aumentar el flujo del material graso con el consiguiente aumento de la secreción lagrimal.

- TECNOLOGÍA L.I.U.R. (Luz intensa ultra regulada)
- DISPARO DIRECTO EN PÁRPADO
- LONGITUD DE ONDA ESPECÍFICA
- PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECNOLOGÍA	L.I.U.R®
LONGITUD DE ONDA	550nm - 1200 nm
SUPERFICIE DE TRATAMIENTO	8,3 cm ²
RANGO DE ENERGÍA	6J a 15J
TRATAMIENTO PRINCIPAL	Disfunción Glándula Meibomio
OTROS TRATAMIENTOS	Blefaritis, Demodex
ZONA DE TRATAMIENTO	Pómulos y áreas temporales
FILTRADO DE UV	Doble filtrado (UVA, UVB y UVC)
TIPOS DE PIEL	Fototipo 1 a 6
TIPO DE PANTALLA	Táctil
REFRIGERACIÓN EQUIPO	Refrigeración líquida
DURACIÓN DE LA LÁMPARA	20.000 disparos
DIMENSIONES	650 x 350 x 350 mm
PESO	21 kg
RUIDO MÁXIMO	20 dBA
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO	100 - 240V
TEMPERATURA DE USO	-5°C a 65°C

+5411 43 02 71 11
ventas@implantec.com.ar

implantecinsumos.com

